



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO**

Địa chỉ: Đường Số 3 - KCN Hòa Cầm - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3787888/3787999

Fax: 0236.3787979

Email: kinhdoanh@memco.vn



**BẢNG MÔ TẢ HÀNG HÓA**

| STT | Tên sản phẩm   | Hình ảnh mẫu | MÃU NHÃN   | Thông số kỹ thuật  | Đơn vị tính  | Qui cách đóng gói          |
|-----|----------------|--------------|--|--|--------------|----------------------------|
| 1   | Gạc phẫu thuật |              | <p><b>GẠC PHẪU THUẬT</b><br/>GAUZE SPONGES / Sterile<br/>Đã tiệt trùng bằng E.O.Gas</p> <p>Quy cách:<br/>Số lượng : cái</p> <p>Thành phần: Gạc hút nước 100% Cotton<br/>Công dụng: Dùng cầm máu, đắp vết thương, vết mổ<br/>rất an toàn và tiện lợi.<br/>Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, đảm bảo vệ sinh.</p> <p>TCCS/MC03 ISO 9001: 2015<br/>SDK: 230000021/PC.BA-Dna ISO13485: 2016</p> <p>CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO<br/>Địa chỉ: Đường số 3-KCN Hòa Cầm - Q.Cẩm Lệ - Đà Nẵng<br/>Điện thoại: 0236.3787888/3787999 Fax: 0236.3787979<br/>Email: kinhdoanh@memco.vn</p> <p>Hãy trả lại kháng sinh cho bạn này,  và được chuyển sang khay chứa SU DUNG AN TOÀN KHI BAO GỒM KHÔNG BỊ RÁCH - HỘ</p> | <p><b>Gạc hút nước (100% cotton)</b></p> <p>- Gạc hút nước màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sắc, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lở, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Độ thấm hút rất cao, không có độc tố, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Chỉ có sợi bông, không có sợi nào khác</p> <p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ hút nước: &lt;5s</li> <li>- Độ acid bazơ: trung tính</li> <li>- Chất tan trong nước: &lt; 0,5%</li> <li>- Hàm lượng chất béo: &lt; 0,5%</li> <li>- Tinh bột và dextrin: không phát hiện</li> <li>- Độ ẩm: ≤ 8%</li> <li>- Độ trắng: ≥ 80%</li> <li>- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép</li> <li>- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm</li> <li>- Trọng lượng: 23 → 32g/m<sup>2</sup></li> <li>- Độ ngậm nước: 10g nước/1g gạc</li> <li>- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép</li> <li>- Có sợi cản quang định kèm giúp phát hiện sót gạc (theo khách hàng yêu cầu)</li> </ul> <p>Kích thước thông dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7cm x 11cm x 12 lớp</li> <li>- 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp</li> <li>- 10cm x 10cm x 6 lớp</li> <li>- 10cm x 10cm x 8 lớp</li> <li>- 10cm x 10cm x 12 lớp</li> </ul> <p>Và các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng</p> <p>Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O</p> <p>Hình thức đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói bằng 2 lớp: 1 lớp PE + 1 lớp túi giấy y tế chuyên dụng có chỉ thị màu</li> </ul> <p>Quy cách đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cái/gói, 3 cái/gói, 5 cái/gói, 10 cái/gói, 100 cái/gói... theo yêu cầu của khách hàng</li> </ul> <p>HSD: 24 tháng</p> <p>Chứng chỉ: ISO 13485, FDA, CE</p> | Cái<br>Miếng | Theo yêu cầu<br>khách hàng |



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO  
Địa chỉ: Đường số 3 - KCN Hòa Cầm - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3787888/3787999  
Fax: 0236.3787979  
Email: kinhdoanh@memco.vn



## BẢNG MÔ TẢ HÀNG HÓA

| STT | Tên sản phẩm   | Hình ảnh mẫu | MÃU NHÃN  | Thông số kỹ thuật   | Đơn vị tính | Qui cách đóng gói          |
|-----|----------------|--------------|---|---|-------------|----------------------------|
| 1   | Gạc phẫu thuật |              | <p><b>GẠC PHẪU THUẬT</b><br/>GAUZE SPONGES (Sterile)<br/>Đã tiệt trùng bằng E.O.Gas</p> <p>Quy cách:<br/>Số lượng: cái</p> <p>Thành phần: Gạc hút nước 100% Cotton.<br/>Công dụng: Dùng cầm máu, đắp vết thương, vết mổ<br/>rất an toàn và tiện lợi.</p> <p>Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, đảm bảo vệ sinh.</p> <p>TCCS/MC/03<br/>SDK: 230000021/PCBA-Dua</p> <p>ISO 9001: 2015<br/>ISO13485: 2016</p> <p>Kết quả kiểm tra chất lượng: </p> <p>SỬ DỤNG AN TOÀN KHI BAO GỒM KHÔNG BI RẠCH - HỒ<br/>DƠN</p> <p>Khi đã hết trong túi thi ngắn này, vui lòng không dùng tay để lấy ra, tránh truyền sang vi khuẩn</p> | <p><b>Gạc hút nước (100% cotton)</b></p> <p>- Gạc hút nước màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sáng, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lở, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Độ thấm hút rất cao, không có độc tố, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Chỉ có sợi bông, không có sợi nào khác</p> <p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ hút nước: &lt;5s</li> <li>- Độ acid bazo: trung tính</li> <li>- Chất tan trong nước: &lt; 0,5%</li> <li>- Hàm lượng chất béo: &lt; 0,5%</li> <li>- Tinh bột và dextrin: không phát hiện</li> <li>- Độ ẩm: ≤ 8%</li> <li>- Độ trắng: ≥ 80%</li> <li>- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép</li> <li>- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm</li> <li>- Trọng lượng: 23 → 32g/m<sup>2</sup></li> <li>- Độ ngâm nước: 10g nước/1g gạc</li> <li>- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép</li> <li>- Có sợi cán quang đính kèm giúp phát hiện sót gạc (theo yêu cầu)</li> </ul> <p>Kích thước thông dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10cm x 10cm x 16 lớp</li> </ul> <p>Và các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng</p> <p>Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O</p> <p>Hình thức đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói trong túi PE hàn kín miệng</li> </ul> <p>Quy cách đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cuộn/gói... theo yêu cầu của khách hàng</li> </ul> <p>HSD: 24 tháng</p> <p>Chứng chỉ: ISO 13485, FDA, CE</p> | Cuộn        | Theo yêu cầu<br>khách hàng |