



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO

Địa chỉ: Đường số 3 - KCN Hòa Cẩm - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng



Điện thoại: 0236.3787888/3787999

Fax: 0236.3787979

Email: kinhdoanh@memco.vn



BẢNG MÔ TẢ HÀNG HÓA

STT	Tên sản phẩm	Hình ảnh mẫu	MÃU NHÃN	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Qui cách đóng gói
1	Gạc cầu da khoa		 <p>GẠC CẦU SẢN KHOA Đã liệt trình bằng E. O. Gas</p> <p>Quy cách: Số lượng: 1 cái Thành phần: Gạc liệt trình và băng liệt trình. Công dụng: Dùng trong sản khoa. Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, đậy kín bảo vệ sạch.</p> <p>TECS/MC-07-2023 Số DN: 238000632/PC HA-Đúc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO Địa chỉ: Đường số 3 - KCN Hòa Cẩm - Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3787888/3787999 Fax: 0236.3787979 Email: kinhdoanh@memco.vn</p> <p>Với 000 hàng giả thì mới có... 0000... 0000... 0000... 0000... SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM</p>	<p>Gạc hút nước (100% cotton) - Gạc hút nước màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sắc, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lạ, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Có độ thấm hút rất cao, không có độ co, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng.</p> <p>Bông hút nước (100 % cotton) - Bông trắng, không có sợi ngoại lai, không mùi, xơ bông mảnh, mềm mại, trắng mịn không có xơ ngoại lai, không xơ bông trên bề mặt, không lẫn tạp chất, mảnh lá và vỏ hạt. Không mùi, không vị. Không độc tố và không gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng</p> <p>Sản phẩm hình cầu, lớp bông được bọc bao quanh 2 lớp gạc, có dây cotton được may ở đầu (dài 30cm)</p> <p>Thông số kỹ thuật - Tốc độ hút nước: <5s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong nước: < 0,5% - Hàm lượng chất béo: < 0,5% - Tinh bột và dextrin: không phát hiện - Độ ẩm: ≤ 8% - Độ trắng: ≥ 80% - Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm - Trọng lượng: 23 -> 32g/m² - Chỉ số sợi dọc và ngang: 32s/1 - Độ ngâm nước: 10g nước/1g gạc (20g nước/1g bông) - Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép - Có sợi cân quang định kèm giúp phát hiện sót gạc (theo khách hàng yêu cầu)</p> <p>Kích thước thông dụng: - Đường kính 40mm - Đường kính 45mm - Đường kính 50mm Và các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng</p> <p>Sản phẩm liệt trình bằng khí E.O</p> <p>Hình thức đóng gói: - Đóng gói bằng 2 lớp: 1 lớp PE + 1 lớp túi giấy y tế chuyên dụng có chỉ thị màu</p> <p>Quy cách đóng gói: - 1 cái/gói, 3 cái/gói, 5 cái/gói, 10 cái/gói, 100 cái/gói... theo yêu cầu của khách hàng</p> <p>HSD: 24 tháng</p> <p>Chứng chỉ: ISO 13485, FDA, cGMP</p>	Cái	Theo yêu cầu khách hàng